

SUDA TRAVAY/DOĞUM KÜVETİ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI

Tarih:

Saat:

	KULLANIM SONRASI	EVET	HAYIR
1	İşlem için belirlenmiş görevli plastik önlük, maske, göz koruyucusu ve disposable eldiven kullanmalı		
2	Havuzu boşaltmadan önce tek kullanımlık (hastaya özgü) süzgeç ile organik atıklar uzaklaştırılmalı, sonrasında havuz boşaltılmalı		
3	Kullanılan süzgeç ve havuz tıpası (sabit havuz tıpalari hariç) tıbbi atık kutularına atılmalı		
4	Havuz yüzeyi, tabanı ve tahliye deliği çevresinde oluşabilecek tortular akan su ile uzaklaştırılmalı		
5	Temiz bir bez ile tüm havuz yüzeyi deterjan ve su ile temizlenmeli, tahliye deliği ve su borularının olduğu bölümlere özen gösterilmeli		
6	Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi nispeten daha az kirlenen üst kısımlardan daha çok kirlenen tabana ve en son tahliye tıpasına doğru yapılmalı, kullanılan bez atılmalı		
7	<u>Doğum küveti (jakuzi sistemleri/jet akım içermeyen) dezenfeksiyonu için:</u> - Temiz, plastik bir kap içinde 1000 ppm olacak şekilde sodyum hipoklorid solüsyonu hazırlanmalı - Dilüe edilmiş sodyum hipoklorid solüsyonu dikkatlice, tüm havuz yüzeyine eşit ve dengeli olacak bir şekilde dökülmeli, havuzun üst kısımlarından tabanına doğru ilerlenmeli ve tahliye deliğine özel dikkat gösterilmeli. - 10 dakika sodyum hipoklorid solüsyonunun havuz yüzeyinde kalması beklenmeli, disposable bir bez ile havuz yüzeyi temizlenmeli, kullanılan bez atılmalı. - Akan su ile havuz yüzeyi üst kısımdan tabana doğru olacak şekilde durulanmalı ve temiz bir bez ile kurulanmalı, kullanılan bez atılmalı <u>Jakuzi sistemleri içeren doğum küveti dezenfeksiyonu için:</u> - Doğum havuzu su ile doldurulmalı, içerisine 1000 ppm konsantrasyonu sağlayacak şekilde klor tablet koyulmalı - Klor tablet konulan havuz 1 saat süre ile çalıştırılarak dezenfeksiyonu yapılmalı, dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra havuz boşaltılmalı - Durulama amaçlı havuza tekrar su doldurulmalı, 1 saat boyunca duru su ile sistem çalıştırılmalı, sonrasında su boşaltılmalı ve temiz bir bez ile kurulanmalı, kullanılan bez atılmalı		
8	İşlem sonrası alan iyi bir şekilde havalandırılmalı		
9	Havuzun kenarına, havuzun temizlendiğini ve kullanıma hazır olduğunu belirten bir işaret koyulmalı		
10	Havuz termometresi, su doppleri, ayna ve tıpa çekicisi deterjan ve su ile temizlenmeli, kurulanmalı ve sonrasında dilüe sodyum hipoklorid solüsyonu veya uygun dezenfektanlı mendil ile dezenfekte edilmeli		
	KULLANIM ÖNCESİ		
1	Son kullanım sonrası talimatlara uygun şekilde temizlik ve dezenfeksiyonu yapılan doğum küveti eğer 24 saat veya daha uzun süre kullanılmadı ise akan su ve deterjan ile yıkanmalı, uygun şekilde durulanmalı		

Görevli temizlik personeli

Adı ve Soyadı:

İmza:

Birim Sorumlusu

Adı ve Soyadı:

İmza: